

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Dermatopontin



Numéro de catalogue: 14777-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
14777-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 300 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG6200

Numéro d'acquisition GenBank:
BC033736

Identification du gène (NCBI):
1805

Nom complet:
dermatopontin

MW calculé
22 kDa

MW observés:
22 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000

Applications

Applications testées:
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cutané de rat,

Informations générales

DPT (dermatopontin) is an extracellular matrix protein belonging to the dermatopontin family. Skin appears to be the richest source of dermatopontin, comprising about 15 mg/kg of the wet weight. Expression of dermatopontin is not limited to connective tissue, as investigations show that dermatopontin mRNA is expressed in cultured fibroblasts, muscle, heart, pancreas, and lung. Dermatopontin comprises a considerable proportion of the noncollagenous extracellular matrix proteins. It is involved in promotion of cellular adhesion, extracellular matrix assembly and wound healing.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



rat skin tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14777-1-AP (Dermatopontin antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.