

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RFX3



Numéro de catalogue: 14784-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

14784-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6413

Numéro d'acquisition GenBank:

BC067778

Identification du gène (NCBI):

5991

Nom complet:

regulatory factor X, 3 (influences HLA class II expression)

MW calculé

84 kDa

MW observés:

70-79 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

ChIP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules K-562

IP : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Chan Chen	32693388	Aging (Albany NY)	WB
Karen R Mifsud	34362910	Nat Commun	ChIP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14784-1-AP (RFX3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-RFX3 (IP:14784-1-AP, 4ug; Detection:14784-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate 1400ug.