

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MRPL12



Numéro de catalogue: 14795-1-AP

Phare

23 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

14795-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6504

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002344

Identification du gène (NCBI):

6182

Nom complet:

mitochondrial ribosomal protein L12

MW calculé

21 kDa

MW observés:

21 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

IF 1:250-1:1000

Applications

Applications testées:

FC, IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

CoIP, IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules COLO 320, cellules HeLa, cellules MCF-7

IP : cellules HeLa,

IHC : tissu de cancer du côlon humain,

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Mammalian MRPL12 was the first mitochondrial ribosomal protein to be characterized, and is encoded by a nuclear gene. The protein forms a homodimer, localizes predominantly to mitochondria and binds to the large mitochondrial ribosomal subunit [PMID:862670]. It is required for CycD/Cdk4-induced cell growth. In addition, forming a ribosomal stalk with MRPL7, MRPL12 is required for the recruitment of translation elongation factors Tu and G to the large ribosomal subunit [PMID:12370014]. It also a part of a novel regulatory mechanism that coordinates mitochondrial transcription with translation and/or ribosome biogenesis during human mitochondrial gene expression. The antibody reacts specifically with 21kDa MRPL12 protein.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Hong-Phuc Cudré-Cung	27599447	Mol Genet Metab	
Luis Daniel Cruz-Zaragoza	34672953	Cell	WB
Jessica Nouws	26586915	J Biol Chem	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14795-1-AP (MRPL12 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer tissue slide using 14795-1-AP (MRPL12 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).




Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using MRPL12 antibody (14795-1-AP) at dilution of 1:500 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red).



IP Result of anti-MRPL12 (IP:14795-1-AP, 4ug; Detection:14795-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate 2000ug.



1X10⁶ HeLa cells were stained with 0.2ug MRPL12 antibody (14795-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1000.



WB result of MRPL12 antibody (14795-1-AP; 1:2000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-MRPL12 transfected HeLa cells.