

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HMBS



Numéro de catalogue: 14797-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
14797-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 400 µg/ml by
Nanodrop and 180 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG6509

Numéro d'acquisition GenBank:
BC000520

Identification du gène (NCBI):
3145

Nom complet:
hydroxymethylbilane synthase

MW calculé
39 kDa

MW observés:
39-42 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000
for WB
IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IF, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules A375, cellules HEK-293,
cellules Raji

IP : cellules HEK-293,

IF : cellules MCF-7, cellules HeLa, cellules HepG2

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14797-1-AP (HMBS antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-HMBS (IP:14797-1-AP, 4ug; Detection:14797-1-AP 1:700) with HEK-293 cells lysate 2400 ug.



Immunofluorescent analysis of MCF-7 cells, using HMBS antibody 14797-1-AP at 1:50 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red). Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye).