

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-HMHA1



Numéro de catalogue: 14832-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 14832-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC065223	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 23526	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:8000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: histocompatibility (minor) HA-1	
Isotype: IgG	MW calculé 1136 aa, 125 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG6636	MW observés: 140-150 kDa	

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules A375, cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules K-562, tissu de thymus de souris

IHC : tissu amygdalien humain, tissu splénique de souris, tissu splénique humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14832-1-AP (HMHA1 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsil using 14832-1-AP (HMHA1 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsil using 14832-1-AP (HMHA1 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).