

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ZIC4-Specific



Numéro de catalogue: 14835-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14835-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 93 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_032153

Identification du gène (NCBI):

84107

Nom complet:

Zic family member 4

MW calculé

37 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

The ZIC gene family includes 5 genes that are highly conserved across evolution. These genes encode zinc finger proteins that are expressed during development and maturation of the central nervous system and have critical roles in the development of the cerebellum. ZIC4, like other member, may have roles in the nervous system development.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

