

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-RPLPO



Numéro de catalogue: 14848-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14848-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 87 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001002

Identification du gène (NCBI):

6175

Nom complet:

ribosomal protein, large, PO

MW calculé

34 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

RPLPO is first identified as a cytosolic protein which takes a part in the ribosomal stalk and interacts with RPLP1 and RPLP2. It also has potential roles in molecular transport from outside into the cells. It generally presents in multiple copies on the ribosome and have isoelectric points in the range of pH 3 to 5, in contrast to most ribosomal proteins, which are single copy and basic

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

