

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SMARCA2



Numéro de catalogue: 14871-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14871-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 227 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6638

Numéro d'acquisition GenBank:

BC066596

Identification du gène (NCBI):

6595

Nom complet:

SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2

MW calculé

181 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

SMARCA2 is a transcriptional coactivator cooperating with nuclear hormone receptors to potentiate transcriptional activation. SMARCA2 is involved in vitamin D-coupled transcription regulation via its association with the WINAC complex, a chromatin-remodeling complex recruited by vitamin D receptor (VDR), which is required for the ligand-bound VDR-mediated transrepression of the CYP27B1 gene.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

