

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BASP1



Numéro de catalogue: 14880-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14880-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6653

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000518

Identification du gène (NCBI):

10409

Nom complet:

brain abundant, membrane attached signal protein 1

MW calculé

23 kDa

MW observés:

60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:16000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules DU 145, cellules A549, cellules HeLa, tissu cérébral humain fœtal

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14880-1-AP (BASP1 antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.