

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UROS



Numéro de catalogue: 14913-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
14913-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 850 µg/ml by Nanodrop and 333 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG6711

Numéro d'acquisition GenBank:
BC002573

Identification du gène (NCBI):
7390

Nom complet:
uroporphyrinogen III synthase

MW calculé
29 kDa

MW observés:
29 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:500-1:2000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB
IHC 1:50-1:500
IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:
IF, IHC, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB: cellules HeLa, cellules K-562

IP: cellules K-562,

IHC: tissu de cancer du col de l'utérus humain,

IF: cellules MCF-7,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14913-1-AP (UROS antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




IP Result of anti-UROS (IP:14913-1-AP, 4ug; Detection:14913-1-AP 1:500) with K-562 cells lysate 4000ug.



Immunofluorescent analysis of MCF-7 cells, using UROS antibody 14913-1-AP at 1:50 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red). Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human cervical cancer tissue slide using 14913-1-AP (UROS antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human cervical cancer tissue slide using 14913-1-AP (UROS antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).