

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-IL-17D



Numéro de catalogue: 14934-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14934-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 253 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6765

Numéro d'acquisition GenBank:

BC036243

Identification du gène (NCBI):

53342

Nom complet:

interleukin 17D

MW calculé

22 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

IL17D is a secreted cytokine with homology to the IL-17 family of proteins. IL17D is preferentially expressed in skeletal muscle, brain, adipose tissue, heart, lung, and pancreas. The treatment of endothelial cells with IL17D has been shown to stimulate the production of other cytokines including IL6, IL8 and CSF2/ GM-CSF. The increased expression of IL8 induced by IL17D was found to be NF-kappa B-dependent.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

