

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-KAT2A/GCN5



Numéro de catalogue: 14983-1-AP

Phare

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

14983-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 213 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6940

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032743

Identification du gène (NCBI):

2648

Nom complet:

K(lysine) acetyltransferase 2A

MW calculé

94 kDa

MW observés:

94 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules MCF7, tissu ovarien de souris

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Bo Wang	31115516	Mol Med Rep	WB
Bowen Liu	29471853	J Hematol Oncol	WB
LeiLei Li	25686500	Biochem Biophys Res Commun	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



MCF7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14983-1-AP (GCN5 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.