

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SMAGP



Numéro de catalogue: 14998-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

14998-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 180 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6988

Numéro d'acquisition GenBank:

BC003379

Identification du gène (NCBI):

57228

Nom complet:

small trans-membrane and glycosylated protein

MW calculé

6 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Small cell transmembrane and glycosylated protein (SMAGP) is an evolutionary conserved protein expressed on the lateral epithelial cell membrane. Altered expression of SMAGP has been reported in cancer, suggesting that SMAGP may have a role in tumor progression (PMID: 15021913; 15986429). This polyclonal antibody is raised against LOC57228 protein (GenBank: AAC72956.1; Uniprot Database Entry: O95332).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

