

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UNKL



Numéro de catalogue: 15000-1-AP

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15000-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 293 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG6990

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000150

Identification du gène (NCBI):

64718

Nom complet:

unkempt homolog (Drosophila)-like

MW calculé

25 kDa

MW observés:

32 kDa, 45 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Shiyong Zhao	26844847	Cancer Biother Radiopharm	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15000-1-AP (UNKL antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.