

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DYNLRB1



Numéro de catalogue: 15049-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15049-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 200 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7032

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002481

Identification du gène (NCBI):

83658

Nom complet:

dynein, light chain, roadblock-type 1

MW calculé

11 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IF

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Syeda Ridita Sharif	27646688	Mol Cells	IF
Md Ariful Islam	26467288	Mol Cells	IF
Md Ariful Islam	26272270	Exp Mol Med	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

