

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TRNAU1AP,SECP43



Numéro de catalogue:15053-1-AP

Phare

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15053-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 650 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7036

Numéro d'acquisition GenBank:

BC000680

Identification du gène (NCBI):

54952

Nom complet:

tRNA selenocysteine 1 associated protein 1

MW calculé

32 kDa

MW observés:

36 kDa, 21 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules COLO 320, cellules Jurkat, cellules MCF-7

IHC : tissu de cirrhose hépatique humain,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Hehuan Lai	32172502	Biol Trace Elem Res	WB
Xiaoyan Hu	29758194	Biochem Biophys Res Commun	WB
Meng-Di Li	28101579	Mol Med Rep	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15053-1-AP (TRNAU1AP,SECP43 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human hepatocirrhosis using 15053-1-AP (TRNAU1AP,SECP43 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human hepatocirrhosis using 15053-1-AP (TRNAU1AP,SECP43 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).