

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-SNRPG



Numéro de catalogue: 15084-1-AP

Informations de base

| | | |
|--|---|---|
| Numéro de catalogue: 15084-1-AP | Numéro d'acquisition GenBank: BC000070 | Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène |
| Taille: 150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard; | Identification du gène (NCBI): 6637 | Dilutions recommandées: WB 1:500-1:1000 IHC 1:50-1:500 |
| Hôte: Lapin | Nom complet: small nuclear ribonucleoprotein polypeptide G | |
| Isotype: IgG | MW calculé: 8 kDa | |
| Immunogen Catalog Number: AG7163 | MW observés: 9 kDa | |

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat,

IHC : tissu de cancer du sein humain, tissu de cancer du col de l'utérus humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15084-1-AP (SNRPG antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human cervical cancer tissue slide using 15084-1-AP (SNRPG Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 15084-1-AP (SNRPG Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).