

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GMPPB



Numéro de catalogue: 15094-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15094-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 600 µg/ml by Nanodrop and 493 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7168

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001141

Identification du gène (NCBI):

29925

Nom complet:

GDP-mannose pyrophosphorylase B

MW calculé

40 kDa

MW observés:

43 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:2000

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, poisson-zèbre, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris,

IF : cellules HEK-293,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Patricia Franzka	36313076	Front Nutr	WB
Norio Sasaoka	30529953	iScience	WB
Patricia Franzka	34124155	Front Mol Biosci	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15094-1-AP (GMPPB antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HEK-293 cells using 15094-1-AP (GMPPB antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).