

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DHDDS



Numéro de catalogue: 15099-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15099-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 667 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7426

Numéro d'acquisition GenBank:

BC003643

Identification du gène (NCBI):

79947

Nom complet:

dehydrodoli chyl diphosphate synthase

MW calculé

39 kDa

MW observés:

34 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules Y79

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15099-1-AP (DHDDS antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.