

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-WDR46



Numéro de catalogue: 15110-1-AP

4 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:
15110-1-AP

Taille:
150ul, Concentration: 1000 µg/ml by
Nanodrop and 447 µg/ml by Bradford
method using BSA as the standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG7095

Numéro d'acquisition GenBank:
BC000388

Identification du gène (NCBI):
9277

Nom complet:
WD repeat domain 46

MW calculé
68 kDa

MW observés:
70-75 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Dilutions recommandées:
WB 1:2000-1:10000
IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000
for WB

Applications

Applications testées:
IP, WB, ELISA

Demandes citées:
IF, WB

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Espèces citées:
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules Jurkat, tissu splénique de
rat, tissu splénique de souris

IP : cellules Jurkat,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Kwon Tae You	26443847	Genes Dev	WB
Kouko Wada	24754225	Biochem Cell Biol	IF
Hirai Yuya Y	23848194	Genes Cells	WB,IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15110-1-AP (WDR46 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15110-1-AP (WDR46 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-WDR46 (IP:15110-1-AP, 4ug; Detection:15110-1-AP 1:400) with Jurkat cells lysate 3200ug.