

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ALG12



Numéro de catalogue: 15155-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:
15155-1-AP

Taille:
150ul , Concentration: 427 µg/ml by
Bradford method using BSA as the
standard;

Hôte:
Lapin

Isotype:
IgG

Immunogen Catalog Number:
AG7201

Numéro d'acquisition GenBank:
BC001729

Identification du gène (NCBI):
79087

Nom complet:
asparagine-linked glycosylation 12,
alpha-1,6-mannosyltransferase
homolog (S. cerevisiae)

MW calculé
55 kDa

Méthode de purification:
Purification par affinité contre
l'antigène

Applications

Applications testées:
ELISA

Spécificité de l'espèce:
Humain, rat, souris

Informations générales

Stockage

Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

