

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-GALK2



Numéro de catalogue: 15164-1-AP **Phare**

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
15164-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 300 µg/ml by  
Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford  
method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG7278

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC005141

Identification du gène (NCBI):  
2585

Nom complet:  
galactokinase 2

MW calculé  
50 kDa

MW observés:  
45-50 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre  
l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:1000

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HL-60, cellules HEK-293, cellules HeLa,  
cellules HepG2

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



HL-60 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15164-1-AP (GALK2 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of GALK2 antibody (15164-1-AP; 1:2000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-GALK2 transfected HepG2 cells.