

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DLX2



Numéro de catalogue: 15174-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15174-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 800 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG4900

Numéro d'acquisition GenBank:

BC032558

Identification du gène (NCBI):

1746

Nom complet:

distal-less homeobox 2

MW calculé

34 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

DLX2 belongs to the DLX family of homeobox transcription factors (Dlx1, Dlx2, Dlx5 and Dlx6), which is expressed in overlapping domains at different stages of cell differentiation in the subpallium and controls differentiation of GABAergic neurons. DLX2 may play a role regulation in the development of the ventral forebrain. Also it May involve in craniofacial patterning and morphogenesis. DLX2 can form homodimer with DLX5 (~34kd)

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

