

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-STIP1



Numéro de catalogue: 15218-1-AP

Phare

5 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15218-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7388

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002987

Identification du gène (NCBI):

10963

Nom complet:

stress-induced-phosphoprotein 1

MW calculé

63 kDa

MW observés:

61 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:2000-1:10000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules A431, cellules A549, cellules HEK-293, cellules HeLa, cellules HepG2, cellules Jurkat

IP : cellules Jurkat,

IHC : tissu de cancer du foie humain,

IF : cellules MCF-7,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

STIP1, also named as Hop and NY-REN-11. Its expression is low in the hypothalamus. STIP1 has some isoforms with MW 62 kDa, 68 kDa and 59 kDa. Acts as a co-chaperone for HSP90AA1. Mediates the association of the molecular chaperones HSPA8/HSC70 and HSP90. Probably forms a complex composed of chaperones HSP90 and HSP70, co-chaperones STIP1/HOP, CDC37, PPP5C, PTGES3/p23, TSC1 and client protein TSC2. STIP1 interacts with PACRG, EEF1AKMT3, FLCN, FNIP1 and FNIP2 (PMID:24880080).

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yanwei Wang	25311551	Gene	WB
Xiangjun Guo	31819639	Cancer Manag Res	WB
Lizhi Lin	33665786	Hum Cell	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azotate de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15218-1-AP (STIP1 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of MCF-7 cells, using STIP1 antibody 15218-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 15218-1-AP (STIP1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



IP Result of anti-STIP1 (IP:15218-1-AP, 4ug; Detection:15218-1-AP 1:500) with Jurkat cells lysate 2400ug.