

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MPPE1



Numéro de catalogue: 15313-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15313-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 327 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7547

Numéro d'acquisition GenBank:

BC002877

Identification du gène (NCBI):

65258

Nom complet:

metallophosphoesterase 1

MW calculé

45 kDa

MW observés:

45 kda

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:200-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : tissu cérébral de souris,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azote de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15313-1-AP (MPPE1 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.