

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PI4K2A



Numéro de catalogue: 15318-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15318-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7564

Numéro d'acquisition GenBank:

BC003167

Identification du gène (NCBI):

55361

Nom complet:

phosphatidylinositol 4-kinase type 2 alpha

MW calculé

54 kDa

MW observés:

48-52 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

Applications

Applications testées:

WB, ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB: cellules HepG2, cellules HL-60, cellules K-562

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jay Xiaojun Tan	36071159	Nature	WB
Lei Shi	34155143	Proc Natl Acad Sci U S A	WB
Zhengming Wu	35844135	EMBO J	IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



HepG2 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15318-1-AP (PI4K2A antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.