

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TNFAIP1



Numéro de catalogue: 15320-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15320-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 220 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG0220

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001949

Identification du gène (NCBI):

7126

Nom complet:

tumor necrosis factor, alpha-induced protein 1 (endothelial)

MW calculé

36 kDa

MW observés:

36 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:300-1:1000

IHC 1:20-1:200

IF 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IF, IHC, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules L02

IHC : tissu placentaire humain, tissu cérébral humain

IF : cellules HeLa,

Informations générales

TNFAIP1 was identified as a human gene activated transcriptionally by tumour necrosis factor alpha in endothelial cells. It is encoded by a 3.5-kilobase transcript and its expression is found to be developmentally regulated in a tissue-specific manner. The open reading frame predicts a 316-amino acid sequence rich in charged residues, particularly at the carboxyl terminus.

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Junzhi Yi	32335808	Neurotox Res	WB
Zhang Xiaoting X	24179536	Oncol Lett	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15320-1-AP (TNFAIP1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta using 15320-1-AP (TNFAIP1 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta using 15320-1-AP (TNFAIP1 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of HeLa cells using 15320-1-AP (TNFAIP1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).