

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UBA2



Numéro de catalogue: 15347-1-AP

Phare

1 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15347-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 267 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7586

Numéro d'acquisition GenBank:

BC003153

Identification du gène (NCBI):

10054

Nom complet:

ubiquitin-like modifier activating enzyme 2

MW calculé

71 kDa

MW observés:

90 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:300-1:1200

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules A549, cellules HeLa, cellules Jurkat, cellules K-562, tissu cérébral humain

IP : cellules Jurkat,

IHC : tissu de cancer du sein humain,

IF : cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jing Huang	33110216	Cell Death Differ	WB,IF,IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 15347-1-AP (UBA2 antibody) at dilution of 1:600 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15347-1-AP (UBA2 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-UBA2 (IP:15347-1-AP, 4ug; Detection:15347-1-AP 1:500) with Jurkat cells lysate 3200ug.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using 15347-1-AP (UBA2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).