

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TAF1A



Numéro de catalogue: 15362-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15362-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8059

Numéro d'acquisition GenBank:

BC013808

Identification du gène (NCBI):

9015

Nom complet:

TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase I, A, 48kDa

MW calculé

53 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

TAF1A, also named as TAFI48 and SL1, is a component of the transcription factor SL1/TIF-IB complex. TAF1A has two isoform with MW 40 kDa and 48-52 kDa.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

