

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-RBM4B



Numéro de catalogue: 15412-1-AP

## Informations de base

Numéro de catalogue:

15412-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7679

Numéro d'acquisition GenBank:

BC003503

Identification du gène (NCBI):

83759

Nom complet:

RNA binding motif protein 4B

MW calculé

40 kDa

MW observés:

36-40 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

## Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293,

IP : cellules HEK-293,

## Informations générales

### Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15412-1-AP (RBM4B antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-RBM4B (IP:15412-1-AP, 3ug; Detection:15412-1-AP 1:300) with HEK-293 cells lysate 1000ug.