

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-HEMK1



Numéro de catalogue: 15436-1-AP

## Informations de base

|                           |   |                                |  |                          |   |
|---------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------|---|
| Numéro de catalogue:      | 15436-1-AP  | Numéro d'acquisition GenBank:  | BC000781                               | Méthode de purification: | Purification par affinité contre l'antigène |
| Taille:                   | 150ul, Concentration: 147 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard; | Identification du gène (NCBI): | 51409                                  |                          |   |
| Hôte:                     | Lapin   | Nom complet:                   | HemK methyltransferase family member 1 |                          |   |
| Isotype:                  | IgG   | MW calculé                     | 38 kDa                                 |                          |   |
| Immunogen Catalog Number: | AG7714  |                                |  |                          |   |

## Applications

Applications testées:  
ELISA

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

## Informations générales

### Stockage

Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

**\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

