

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-NAT6



Numéro de catalogue: 15476-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15476-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 93 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7780

Numéro d'acquisition GenBank:

BC004483

Identification du gène (NCBI):

24142

Nom complet:

N-acetyltransferase 6 (GCN5-related)

MW calculé

31 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain

Espèces citées:

Humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Irena J J Muffels	34805998	Brain Commun	WB
Elsa Wiame	30028079	FEBS J	WB,IF

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

