

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DNAJB11



Numéro de catalogue: 15484-1-AP

Phare

17 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15484-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7832

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001144

Identification du gène (NCBI):

51726

Nom complet:

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 11

MW calculé

41 kDa

MW observés:

40 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IF, IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, rat, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules HeLa, cellules HepG2, tissu cardiaque de souris, tissu hépatique de rat, tissu hépatique de souris

IP : tissu cardiaque de souris,

IHC : tissu de tumeur ovarienne humaine,

IF : cellules HepG2,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Joseph C Genereux	25361606	EMBO J	WB, IP
Peng Liu	36209075	Cell Mol Biol Lett	WB
José R Navarro-Betancourt	33298866	Cell Death Discov	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15484-1-AP (DNAJB11 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor using 15484-1-AP (DNAJB11 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor using 15484-1-AP (DNAJB11 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using DNAJB11 antibody 15484-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).



IP Result of anti-DNAJB11 (IP:15484-1-AP, 4ug; Detection:15484-1-AP 1:500) with mouse heart tissue lysate 3200ug.