

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-EPHB6-Specific



Numéro de catalogue: 15498-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15498-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 73 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_004445

Identification du gène (NCBI):

2051

Nom complet:

EPH receptor B6

MW calculé

111 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

EPHB6 Belongs to the protein kinase superfamily, Tyr protein kinase family and Ephrin receptor subfamily. EPHB6 modulates cell adhesion and migration by exerting both positive and negative effects upon stimulation with ephrin-B2. EPHB6 inhibits JNK activation, T cell receptor-induced IL-2 secretion and CD25 expression upon stimulation with ephrin-B2.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

