

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-DISC1



Numéro de catalogue: 15501-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15501-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 167 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Numéro d'acquisition GenBank:

NM_001012959

Identification du gène (NCBI):

27185

Nom complet:

disrupted in schizophrenia 1

MW calculé

94 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Informations générales

Disrupted-in-schizophrenia 1 (DISC1) is a genetic susceptibility factor for schizophrenia and related severe psychiatric conditions, with several translation isoforms. DISC1 isoforms have distinct developmental patterns of expression. This antibody binds both short and long isoforms of DISC1.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azotate de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

***** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

