

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PDIR



Numéro de catalogue: 15545-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15545-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop and 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7901

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001625

Identification du gène (NCBI):

10954

Nom complet:

protein disulfide isomerase family A, member 5

MW calculé

60 kDa

MW observés:

60 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:2000 for WB

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) A défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : tissu hépatique de souris,

IP : tissu hépatique de souris,

IHC : tissu placentaire humain, tissu hépatique humain, tissu ovarien humain, tissu splénique humain, tissu testiculaire humain

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Soma Samanta	29262583	Oncotarget	WB,IHC
Stefan Schorr	32133789	FEBS J	WB
Richard Zimmermann	34884833	Int J Mol Sci	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15545-1-AP (PDIR antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-PDIR (IP:15545-1-AP, 4ug; Detection:15545-1-AP 1:1000) with mouse liver tissue lysate 6000 ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta using 15545-1-AP (PDIR antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta using 15545-1-AP (PDIR antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).