

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GMCL1



Numéro de catalogue: 15575-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15575-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 500 µg/ml by Nanodrop and 260 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7929

Numéro d'acquisition GenBank:

BC007420

Identification du gène (NCBI):

64395

Nom complet:

germ cell-less homolog 1 (Drosophila)

MW calculé

59 kDa

MW observés:

55 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:6000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : tissu cardiaque de souris, tissu de muscle squelettique de souris

IHC : tissu thyroïdien humain, tissu testiculaire humain

Informations générales

GMCL1, also named as GCL, functions in spermatogenesis. It enhances the degradation of MDM2 and increases the amount of p53 probably by modulating the nucleocytoplasmic transport. In WB test, the antibody recognizes 55 kDa band in our detection.

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15575-1-AP (GMCL1 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human thyroid tissue slide using 15575-1-AP (GMCL1 Antibody) at dilution of 1:50.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human thyroid tissue slide using 15575-1-AP (GMCL1 Antibody) at dilution of 1:50.