

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-COPS3



Numéro de catalogue: 15577-1-AP

1 Publications

## Informations de base

<b>Numéro de catalogue:</b> 15577-1-AP	<b>Numéro d'acquisition GenBank:</b> BC001891	<b>Méthode de purification:</b> Purification par affinité contre l'antigène
<b>Taille:</b> 150ul, Concentration: 350 µg/ml by Nanodrop and 213 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	<b>Identification du gène (NCBI):</b> 8533	
<b>Hôte:</b> Lapin	<b>Nom complet:</b> COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 3 (Arabidopsis)	
<b>Isotype:</b> IgG	<b>MW calculé:</b> 48 kDa	
<b>Immunogen Catalog Number:</b> AG7968	<b>MW observés:</b> 48 kDa	

## Applications

**Applications testées:**  
ELISA

**Demandes citées:**  
WB

**Spécificité de l'espèce:**  
Humain, rat, souris

**Espèces citées:**  
Humain

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Jianfang Niu	36451342	Autophagy	WB

## Stockage

**Stockage:**  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

**Tampon de stockage:**  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

