

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PAIP2



Numéro de catalogue: 15583-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15583-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 273 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7119

Numéro d'acquisition GenBank:

BC001716

Identification du gène (NCBI):

51247

Nom complet:

poly(A) binding protein interacting protein 2

MW calculé

15 kDa

MW observés:

26 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:500-1:1000 for WB

IF 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IF, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IHC, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB: cellules A431, cellules HeLa, cellules Jurkat, tissu pulmonaire de souris

IP: cellules A431,

IF: cellules HeLa,

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Chenyu Wang	36437922	Front Genet	WB
Chenghai Dong	24573276	J Neurosci	IHC

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15583-1-AP (PAIP2 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-PAIP2 (IP:15583-1-AP, 4ug; Detection:15583-1-AP 1:500) with A431 cells lysate 1200ug.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using 15583-1-AP (PAIP2 antibody) at dilution of 1:50 and CoraLite488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).