

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-Mesothelin



Numéro de catalogue: 15600-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15600-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 133 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG7981

Numéro d'acquisition GenBank:

BC003512

Identification du gène (NCBI):

10232

Nom complet:

mesothelin

MW calculé

69 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

IHC : tissu de tumeur ovarienne humain, tissu de cancer du pancréas humain

Informations générales

Mesothelin (MSLN) is a 40kDa GPI-anchored surface glycoprotein that is expressed on pleural and peritoneal mesothelial cells, but not in other non-neoplastic tissues. The mesothelin gene encodes a 69-71kDa precursor protein that is processed to a 40kDa membrane-bound protein termed mesothelin and a 31kDa shed fragment called megakaryocyte-potentiating factor (MPF) that is released from the cell. Mesothelin is a tumor differentiation antigen present at low levels on a restricted set of normal adult tissues (e.g. mesothelium), and is expressed at high levels in mesotheliomas, as well as ovarian, pancreatic, and lung cancers. Mesothelin may be a new target for immunotherapy (PMID: 20922056, 18691948, 15217923).

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor tissue slide using 15600-1-AP (mesothelin antibody at dilution of 1:100 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor tissue slide using 15600-1-AP (mesothelin antibody at dilution of 1:100 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).