

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-GINS3



Numéro de catalogue: 15651-1-AP

3 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15651-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 200 µg/ml by Nanodrop and 193 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8247

Numéro d'acquisition GenBank:

BC005879

Identification du gène (NCBI):

64785

Nom complet:

GINS complex subunit 3 (Psf3 homolog)

MW calculé

25 kDa

MW observés:

24 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 ug for IP and 1:200-1:1000 for WB

Applications

Applications testées:

IP, WB, ELISA

Demandes citées:

WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules NIH/3T3

IP : cellules Jurkat,

Informations générales

Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Matilde I. Conte	36345943	JCI Insight	WB
Roberto Bellelli	29754823	Mol Cell	WB
Julien Cottineau	28414293	J Clin Invest	WB

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.



For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15651-1-AP (GINS3 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP Result of anti-GINS3 (IP:15651-1-AP, 4ug; Detection:15651-1-AP 1:300) with Jurkat cells lysate 3400ug.