

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-PIGQ



Numéro de catalogue: 15658-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15658-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 193 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8051

Numéro d'acquisition GenBank:

BC006377

Identification du gène (NCBI):

9091

Nom complet:

phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class Q

MW calculé

84 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Informations générales

Many eukaryotic proteins are anchored to the membrane through the hydrocarbon chains of a covalently bound glycosylphosphatidylinositol (GPI) membrane anchor. This gene encodes GPI 1, also named as PIGQ, is involved in the first step of GPI biosynthesis. Multiple transcripts including calculated MW of 84kd, 65kd and 32kd were reported

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

