

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UBE2H



Numéro de catalogue: 15685-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 15685-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC006277	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul , Concentration: 450 µg/ml by Nanodrop and 227 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 7328	Dilutions recommandées: WB 1:500-1:2000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: ubiquitin-conjugating enzyme E2H (UBC8 homolog, yeast)	
Isotype: IgG	MW calculé: 183 aa, 21 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG8187	MW observés: 21 kDa	

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Contrôles positifs:

WB : cellules HEK-293, cellules HeLa, tissu cérébral de rat, tissu cérébral de souris, tissu rénal de rat, tissu rénal de souris

IHC : tissu de côlon humain,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15685-1-AP (UBE2H antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon slide using 15685-1-AP (UBE2H Antibody) at dilution of 1:50.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon slide using 15685-1-AP (UBE2H Antibody) at dilution of 1:50.