

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-RPS20



Numéro de catalogue: 15692-1-AP

2 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue:  
15692-1-AP

Taille:  
150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:  
Lapin

Isotype:  
IgG

Immunogen Catalog Number:  
AG8257

Numéro d'acquisition GenBank:  
BC007507

Identification du gène (NCBI):  
6224

Nom complet:  
ribosomal protein S20

MW calculé  
13 kDa

MW observés:  
16 kDa

Méthode de purification:  
Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:  
WB 1:500-1:2400

## Applications

Applications testées:  
WB, ELISA

Demandes citées:  
IHC, WB

Spécificité de l'espèce:  
Humain, rat, souris

Espèces citées:  
Humain, souris

Contrôles positifs:

WB : cellules MCF7, cellules HEK-293, cellules HepG2, cellules Jurkat

## Informations générales

Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. RPS20 is a component of the 40S subunit. The protein belongs to the S10P family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm.

## Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Cheng Shen	36484407	Oncol Rep	WB,IHC
Jingming Ren	37391878	J Pineal Res	WB

## Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Données de validation sélectionnées



MCF7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15692-1-AP (RPS20 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.