

À des fins de recherche uniquement

# Anticorps Polyclonal de lapin anti-MFAP5



Numéro de catalogue: 15727-1-AP

Phare

7 Publications

## Informations de base

Numéro de catalogue: 15727-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC005901	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop;	Identification du gène (NCBI): 8076	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:4000 IHC 1:400-1:1600
Hôte: Lapin	Nom complet: microfibrillar associated protein 5	
Isotype: IgG	MW calculé: 173 aa, 20 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG8467	MW observés: 20-25 kDa	

## Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : cellules HeLa, IHC : tissu de côlon humain, tissu placentaire humain
Demandes citées: IHC, WB	
Spécificité de l'espèce: Humain	
Espèces citées: Humain	

**Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (\*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.**

## Informations générales

### Publications notables

Autrice	Pubmed ID	Journal	Application
Yumin Ke	36531033	Front Oncol	IHC
Z Chen	31190277	Clin Transl Oncol	WB
Patricia Marti	26173433	Hepatology	WB, IHC

## Stockage


Stockage:  
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.  
Tampon de stockage:  
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3  
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

\*\*\* Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Données de validation sélectionnées



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15727-1-AP (MFAP5 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 15727-1-AP (MFAP5 antibody) at dilution of 1:800 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon tissue slide using 15727-1-AP (MFAP5 antibody) at dilution of 1:800 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).