

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-TGM4



Numéro de catalogue: 15847-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15847-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 300 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8608

Numéro d'acquisition GenBank:

BC007003

Identification du gène (NCBI):

7047

Nom complet:

transglutaminase 4 (prostate)

MW calculé

684 aa, 77 kDa

MW observés:

68-70 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:20-1:200

Applications

Applications testées:

IHC, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6.0.

Contrôles positifs:

WB : tissu testiculaire de souris, cellules HeLa, cellules PC-3, tissu testiculaire de rat, tissu testiculaire humain

IHC : tissu testiculaire humain, tissu cérébral humain, tissu ovarien humain, tissu placentaire humain, tissu rénal humain

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15847-1-AP (TGM4 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15847-1-AP (TGM4 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 15847-1-AP (TGM4 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 15847-1-AP (TGM4 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).