

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-BTN3A3



Numéro de catalogue: 15896-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue:

15896-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 400 µg/ml by Nanodrop and 240 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8711

Numéro d'acquisition GenBank:

BC015815

Identification du gène (NCBI):

10384

Nom complet:

butyrophilin, subfamily 3, member A3

MW calculé

584 aa, 65 kDa

MW observés:

65 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

IF 1:10-1:100

Applications

Applications testées:

IF, IP, WB, ELISA

Spécificité de l'espèce:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules Jurkat, cellules U-937

IP : cellules Jurkat,

IF : cellules HepG2,

Informations générales

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15896-1-AP (BTN3A3 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using BTN3A3 antibody 15896-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).



IP Result of anti-BTN3A3 (IP:15896-1-AP, 4ug; Detection:15896-1-AP 1:500) with Jurkat cells lysate 4000ug.