

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-MRPS2



Numéro de catalogue: 15907-1-AP

Informations de base

Numéro de catalogue: 15907-1-AP	Numéro d'acquisition GenBank: BC008017	Méthode de purification: Purification par affinité contre l'antigène
Taille: 150ul, Concentration: 550 µg/ml by Nanodrop and 287 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;	Identification du gène (NCBI): 51116	Dilutions recommandées: WB 1:1000-1:6000 IHC 1:20-1:200
Hôte: Lapin	Nom complet: mitochondrial ribosomal protein S2	
Isotype: IgG	MW calculé: 296 aa, 33 kDa	
Immunogen Catalog Number: AG8513	MW observés: 33 kDa	

Applications

Applications testées: IHC, WB, ELISA	Contrôles positifs: WB : tissu cérébral de souris, IHC : tissu d'estomac humain,
Spécificité de l'espèce: Humain, rat, souris	
Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9.0; (*) À défaut, 'le démasquage de l'antigène peut être 'effectué avec un tampon citrate pH 6,0.	

Informations générales

Stockage


Stockage:
Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.
Tampon de stockage:
PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3
L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15907-1-AP (MRPS2 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach using 15907-1-AP (MRPS2 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach using 15907-1-AP (MRPS2 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).