

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-UBE2W



Numéro de catalogue: 15920-1-AP

Phare

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15920-1-AP

Taille:

150ul , Concentration: 233 µg/ml by Bradford method using BSA as the standard;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8729

Numéro d'acquisition GenBank:

BC010900

Identification du gène (NCBI):

55284

Nom complet:

ubiquitin-conjugating enzyme E2W (putative)

MW calculé

159 aa, 18 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Applications

Applications testées:

ELISA

Demandes citées:

IF, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, souris

Espèces citées:

Humain, souris

Informations générales

UBE2W(Ubiquitin-conjugating enzyme E2 W) is also named as UBC16. The deduced 162-amino acid protein has an approximately 150-amino acid catalytic core, termed the E2 ubiquitin-conjugating enzyme (UBC) domain, which contains 2 nuclear localization signals at its C-terminal end. RT-PCR detected ubiquitous UBC16 expression, with highest expression in heart, brain, liver, and pancreas(PMID:16368532). Ube2w can form nuclear homodimers(PMID:21229326). It has 3 isoforms produced by alternative splicing.

Publications notables

| Autrice | Pubmed ID | Journal | Application |
|---------|-----------|---------------|-------------|
| Bo Wang | 28986324 | Neurobiol Dis | WB, IF |
| Bo Wang | 26601958 | J Biol Chem | WB |

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

