

À des fins de recherche uniquement

Anticorps Polyclonal de lapin anti-ValRS



Numéro de catalogue: 15931-1-AP

2 Publications

Informations de base

Numéro de catalogue:

15931-1-AP

Taille:

150ul, Concentration: 300 µg/ml by Nanodrop;

Hôte:

Lapin

Isotype:

IgG

Immunogen Catalog Number:

AG8778

Numéro d'acquisition GenBank:

BC012808

Identification du gène (NCBI):

7407

Nom complet:

valyl-tRNA synthetase

MW calculé

1264 aa, 140 kDa

MW observés:

140 kDa

Méthode de purification:

Purification par affinité contre l'antigène

Dilutions recommandées:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 µg for IP and 1:500-1:1000 for WB

IHC 1:50-1:500

Applications

Applications testées:

IHC, IP, WB, ELISA

Demandes citées:

IP, WB

Spécificité de l'espèce:

Humain, rat, souris

Espèces citées:

Humain

Contrôles positifs:

WB : cellules HL-60,

IP : cellules HL-60,

IHC : tissu d'amygdale humaine,

Remarque-IHC: il est suggéré de démasquer l'antigène avec un tampon de TE buffer pH 9,0; (*) À défaut, le démasquage de l'antigène peut être effectué avec un tampon citrate pH 6,0.

Informations générales

Publications notables

Auteur	Pubmed ID	Journal	Application
Yoshinao Muro	36191779	Autoimmun Rev	WB, IP
Jean-Baptiste Vulsteke	36572507	Ann Rheum Dis	WB, IP

Stockage

Stockage:

Stocker à -20°C. Stable pendant un an après l'expédition.

Tampon de stockage:

PBS avec azoture de sodium à 0,02 % et glycérol à 50 % pH 7,3

L'aliquotage n'est pas nécessaire pour le stockage à -20°C

*** Les 20ul contiennent 0,1% de BSA.


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Données de validation sélectionnées



HL-60 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15931-1-AP (ValRS antibody at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-ValRS (IP:15931-1-AP, 4ug; Detection:15931-1-AP 1:500) with HL-60 cells lysate 3040ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 15931-1-AP (ValRS antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).